

指一本でメンテナンス メンテナンス機能で耐久性を向上



独自のクリーニングシステムが指一本で最適な画質を提供します。

Apixia EXM® PSP スキャナーには独自のクリーニングシステムが搭載されています。専用のクリーニングプレートをPSP スキャナーに挿入することで、簡単に内部のメンテナンスが可能です。



クリーニングプレート

安全と快適をすべての人に



使い捨てセンサーカバー
交差感染を防ぎ、環境にも優しいカバーです。



プラスチックカバー



イメージングプレートボックス
プレートを簡単に、安全に持ち運ぶことができます。



アピクシャが選ばれる理由

- コンパクトなデザイン
- 高解像度スキャンであらゆる診断に対応
- クリーニングモードで長持ち
- パワフルで使いやすいソフトウェア
- 簡単な操作
- あらゆる歯科診療所で導入可能な価格

医療機器製造販売認証番号: 230AGBZX00128000

EXM® PSP スキャナー DIGITAL DENTAL RADIOGRAPHY IMAGING SYSTEM

minimum size. maximum performance.

apixia[®]
DIGITAL IMAGING

製造販売元

株式会社 Apixia Japan (株式会社アピクシャ ジャパン)

〒511-0274 三重県いなべ市大安町大井田1324番地

Office: 0594-41-3080 Fax: 0594-41-3081

Email: sales3@apixia.asia www.apixia.co.jp



INTELLIGENT

ユーザーフレンドリーな操作性

簡単な操作で高画質



スマートでシンプルなトップローディング設計

トップローディング設計でスキャンングを容易に

様々なサイズのプレートを使用可能


迅速なスキャンングでイメージをすくさま PC に表示



無限の可能性を創造

小さなボディにパワフルなスキャンング機能を詰め込みました。チェアサイドでの使用も可能なコンパクトボディで設置場所を選びません。イメージングプレートは柔らかく、患者様にも優しい設計です。

豊富なプレートサイズ 4サイズを揃え、患者様に最適なサイズを選択いただけます



診療実例



サイズ 0 小児	サイズ 1 成人 切歯、犬歯、小臼歯、大臼歯 小児 切歯、犬歯、小臼歯、大臼歯	サイズ 2 成人 切歯、犬歯、小臼歯、大臼歯 (エンド、バイトウイング、歯根)	サイズ 3 成人 小臼歯、大臼歯 (一枚のプレートで表示可能)
-------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------------------

販売名: DIGIREX イメージングプレート
医療機器製造販売届出番号: 24B2X1008000001


INTUITIVE

いつでも、どこでも

USB もしくはイーサネット で簡単接続。様々なサードパーティソフトウェアにも対応し幅広い環境でご利用いただけます。

また、Apixia PSP デジタルイメージングソフトウェアにはライセンス数の上限はありません。

便利な機能でよりスムーズで正確な治療が可能となります。



インターフェース

Apixia PSP デジタルイメージングソフトウェアには様々な機能を搭載、シンプルで機能的なソフトウェアで、すべてのユーザーが使いやすいよう設計されています。



仕様

販売名 EXM® PSP デジタル・イメージングプレート・スキャナー
略称 EXM® PSP スキャナー

PC 推奨スペック

OS: Windows 11/Windows 10 (32-bit, 64-bit)

USB 2.0/3.0 Port

CD ROM ドライブ

*PC はこのパッケージには含まれません

EXM® PSP スキャナー 仕様

サイズ: 高さ196mm×幅140mm×奥行213mm

重さ: 3.7kg

電源: AC 100-240V, 50-60Hz

解像度(論理値): 22 lp/mm

読取時間: 約10秒

接続タイプ: USB2.0/ USB3.0/ Ethernet

プレートサイズ: #0, #1, #2, #3

プレート消去機能: 自動

ソフト: TWAIN/ DICOM 3.0 対応可能